

Vrsta uzorka	Količina uzorka	
	LSC	AMS
drveni ugljen	8-30 g	10-100 mg
drvo	30-100 g	10-100 mg
bilje, sjemenke	50-100 g	30-100 mg
tekstil, papir, pergament	-	50-150 mg
kosti, rogovlje	80-400 g (optimalno jedna bedrena kost)	1-5 g
zubi	-	2-3 zuba
kreimirane kosti	-	1-5 g
sediment – karbonatni dio	30-60 g	50-100 mg
sediment - organski dio*	10-15 g	0,1-10 g
sedra, siga	30-60 g	30-70 mg
školjke, koralji, litogene alge	30-60 g	30-70 mg 100-800 mg**
voda (DIC)	50-100 L	≈1 L
žbuka	-	prema dogovoru

*ovisno o udjelu organske tvari

**ako se kiselinom uklanja površinski sloj